马病毒性动脉炎中和试验

Реакция сывороточной нейтрализации на инфекцию вирусом артериита лошадей

乌鲁木齐。中国

УРУМЧИ, КИТАЙ

11-30-2021

马病毒性动脉炎

Заражение вирусом артериита лошадей

- 马病毒性动脉炎 (EVA) 是一种经济上重要的马属动物病毒病。种马可以成为病毒的长期携带者,并在繁殖过程中传播病毒。一些马也会出现急性疾病。尽管成年马的死亡非常罕见,但感染怀孕母马可能会流产,而幼龄马驹可能会死于性肺炎和肠炎
- Заражение вирусом артериита лошадей (ВАЛ) является экономически важным вирусным заболеванием непарнокопытных. Жеребцы могут стать долгосрочными носителями вируса и передавать его во время размножения. Некоторые кобылы также страдают острыми заболеваниями. Хотя смерть взрослой лошади случается очень редко, у инфицированной жеребой кобылы может произойти аборт, а жеребенок может умереть от пневмонии и энтерита.

法定报告疫病 Уведомляемая болезнь

- OIE名录中须通报疫病
- Уведомляемая болезнь в списке МЭБ
- •世界各国须报告疫病
- Регистрируемая болезнь во многих странах
- •《中华人民共和国进境动物检疫疫病名录》二类病
- Список В подкарантинных болезней животных, ввозимых в Китайскую Народную Республику

地理分布 Географическое распространение

- •大多数国家/地区都发现了EAV抗体。 在北美和南美、欧洲、亚洲、非洲和澳大利亚已经报道了血清阳性马。
- •冰岛和日本没有
- 中国没有发现
- Антитела к ВАЛ обнаружены в большинстве стран Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии.
- Отсутствует в Исландии и Японии
- Не обнаружена в Китае

病原学 Этиология

- 马动脉炎病毒: 动脉炎病毒科动脉炎病毒属
- Вирус артериита лошадей (ВАЛ) из рода Arterivirus, семейство Arteriviridae
- •有囊膜的正股单链RNA病毒
- одноцепочечный вирус с оболочкой, положительно-чувствительный, одноцепочечной РНК
- •基因组12.kb, 至少10个开放阅读框(ORF)
- Вирусный геном 12,7 т.п.н., не менее 10 открытых рамок считывания (ORF).

理化特性

Физические и химические характеристики

- 病毒在 56-58℃ 下在 20-30 分钟内灭活, 但在 37-38℃ 下存活 2-3 天, 在 4-8℃ 下存活长达 75 天。
- Этот вирус инактивируется через 20-30 минут при 56-58°С, но может оставаться жизнеспособным в течение 2-3 дней при 37-38°С и до 75 дней при 4-8°С.
- 病毒对乙醚、氯仿等脂溶剂以及普通消毒剂和去污剂敏感。
- ВАЛ легко инактивируется, например, эфиром и хлороформом, обычными дезинфицирующими и моющими средствами
- 病毒在低温条件下极稳定,在-20℃保存7年仍有活性。
- Вирус чрезвычайно стабилен при низких температурах и остается живым при хранении при -20°С в течение 7 лет.
- 精液冷冻后仍具有传染性。
- Семя остается заразным после замораживания.

血清型 Серотип

- 只有一个血清型,原型毒株Bucyrus
- Только один серотип, прототип штамма Bucyrus
- 世界各地 EAV 分离株分为北美 (NA) 和欧洲 (EU) 谱系,并进一步细分为两个北美 (NA-1 和 NA-2) 和两个欧洲 (EU-1 和 EU-2) 进化枝。
- ВАЛ выделяется во всем мире: североамериканские (NA) и европейские (EU) линии, которые далее подразделяются на две североамериканские (NA-1 и NA-2) и европейские (EU-1 и EU-2) ветви.
- 时间和地理上不同的病毒野毒株之间存在基因组和抗原变异,以及毒力、致病性和中和表型方面存在差异。
- Геномная и антигенная вариативность, а также различие в их вирулентности, патогенности и фенотипе нейтрализации существует среди различных во времени и географически штаммов полевого вируса ВАЛ.
- 一些野外菌株能够引起中度至重度的临床症状,而另一些仅引起轻微的临床疾病。
- Некоторые полевые штаммы ВАЛ способны вызывать умеренные и тяжелые клинические симптомы, тогда как другие вызывают только легкое клиническое заболевание.

易感动物种类 Затронутые виды

- •马属动物(Лошадиные)
- -- 🖰 (Лошади)
- •--矮马 (Пони)
- --驴 (Ослы)
- •--斑马 (Зебры)
- 南美骆驼 (Южноамериканский верблюд)
- •公共卫生: Общественное здравоохранение
- •人感染报道:无
- Нет сообщений о заражении людей.

传播途径

Путь передачи

- 马动脉炎病毒可以通过呼吸道和性途径传播。
- 病毒可垂直传播给胎儿
- 病毒存在于呼吸道分泌物、尿液、粪便、生殖道:
- 母马在感染后的短时间内,EAV 在阴道和子宫分泌物以及卵巢和输卵管中发现。
- 种马在精液中排出 EAV, 并携带病毒多年。一些携带者可能最终会清除感染。
- 母马、阉马或性不成熟的小马尚未报告真正的携带者状态。
- Заражение вирусом артериита лошадей может передаваться респираторным и половым путем.
- ВАЛ передается плоду вертикально.
- Вирус обнаружен в респираторном секрете, моче и кале, а также в репродуктивных путях.
- У кобыл ВАЛ может быть обнаружена во влагалищном, маточном секрете, а также в яичниках и фаллопиевых трубах в течение короткого периода после заражения
- Жеребцы выделяют ВАЛ с семенем и могут переносить вирус в течение многих лет. Некоторые носители могут в конечном итоге избавиться от инфекции.
- У кобыл, меринов и неполовозрелых жеребят истинное носительство не зарегистрировано.

致病机理 Патогенез

马动脉炎病毒↩ equine arteritis virus 呼吸道↩ respiratory tract⊎ 在鼻咽上皮和扁桃体组织以及支气管和肺泡巨噬细胞中增殖。 multiplies in nasopharyngeal epithelium and tonsillar tissue and in bronchial and alveolar macrophages 单核细胞和 Т 淋巴细胞₽ monocytes and T lymphocytes+1 区域淋巴结(例如支气管淋巴结)↓ regional lymph nodes (eg, bronchial lymph node) 细胞相关病毒血症↩ cell-associated vicemia↩ 病毒在全身扩散。 dissemination of EAV throughout the body-病毒定位于小血管,尤其是小血管的血管内皮和内侧肌细胞。 localizes in vascular endothelium and medial myocytes of arterioles 血管病变:泛血管炎↓ Vascular lesions: panyasculitis

病理变化

Поражения

- 最显着的肉眼发现:水肿、充血和出血,尤其是在四肢和腹部的皮下组织;腹内和胸腔淋巴结以及小肠和大肠的水肿和出血。
- 小马驹会出现肺水肿、肺气肿和间质性肺炎、肠炎和脾脏梗塞。
- 特征性微观病变是血管炎. 主要小动脉和小静脉。
- 组织学变化:轻度病例的血管和血管周围水肿;严重病例的中膜纤维蛋白样坏死、广泛淋巴细胞浸润、内皮坏死和缺失以及血栓形成。
- Наиболее важные общие признаки: отек, застой и кровоизлияния, особенно в подкожном слое конечностей и живота; отек и кровоизлияние в брюшные и грудные лимфатические узлы, а также в тонкую и толстую кишку.
- Отек легких, эмфизема и интерстициальная пневмония, энтерит и инфаркты селезенки у жеребят
- Характерная микроскопия: васкулит, вовлекающий в основном более мелкие артериолы и венулы.
- Гистологические изменения: сосудистый и периваскулярный отек в легких формах; фибриноидный некроз средней оболочки, обширная лимфоцитарная инфильтрация, некроз и потеря эндотелия, а в тяжелых случаях тромбообразование.

临床症状

Клинические признаки

- 发烧、食欲不振、沉郁、淋巴细胞减少
- лихорадка, потеря аппетита, депрессия, лимфоцитопения
- 肢体、阴囊、鞘和乳腺水肿或肿胀
- • отек или опухоль конечностей, мошонки, влагалища и молочных желез
- ●呼吸道症状,包括鼻腔
- • респираторные симптомы, в том числе назальные
- ● 结膜炎或"红眼病"或眼部分泌物
- • конъюнктивит или "розовый глаз" или выделения из глаз
- • 皮疹• кожная сыпь
- ● 怀孕母马流产
- аборт у беременной кобылы
- 小马驹间质性肺炎和肠炎
- интерстициальная пневмония и энтерит у молодых жеребят









Swelling of eyes and conjunctivitis



ular discharge and swelling of eyes





Skin rash, urticaria, or hives



治疗 Лечение

- 大部分感染马可完全恢复
- Больные лошади почти выздоравливают
- 无特性的抗病毒治疗药物
- нет специального противовирусного лечения
- 支持性治疗:中度至重度发病马
- Поддерживающая терапия: лошади с умеренным и тяжелым поражением
- • 退热药жаропонижающие средства
- • 抗炎药противовоспалительные препараты
- • 利尿剂мочегонные средства
- • 充分休息адекватный отдых
- • 良好护理хороший уход

预防与控制 Профилактика и контроль

• 新引进的马应隔离3至4周

- Вновь завезенных лошадей следует изолировать на 3-4 недели.
- 隔离急性感染马,以防止通过分泌物和排泄物传播。
- Тяжело инфицированные лошади должны быть изолированы, чтобы предотвратить передачу с выделениями и экскрементами.
- 性传播可以通过良好的管理和疫苗接种来控制。
- Половую передачу можно контролировать с помощью надлежащего ведения и вакцинации.
- 为了保护怀母马,应该其他马匹分开并小群饲养
- Чтобы защитить жеребых кобыл, их следует отделять от других лошадей и содержать небольшими группами.
- 种马携带者与未感染应实施物理隔离
- Жеребцы-носители должны быть физически отделены от незараженных лошадей.
- 筛查用于繁殖的种马或精液
- Проводить скрининг жеребцов или семени, предназначенного для селекции

诊断 Диагностика

- 临床诊断: 非特征性临床症状
- Клиническая диагностика: нетипичные признаки
- 实验室检测
- --病原鉴定
- --血清型试验
- Лабораторные анализы:
- Выявление возбудителя
- Серологические тесты

鉴别诊断 Дифференциальная диагностика

- 马病毒性动脉炎很难与呼吸道和非呼吸道马病的迹象相区分: 马流感、马传染性贫血和非洲马瘟,以及盖塔病毒、亨德拉病毒、马腺病毒和马疱疹病毒1和4的感染。 马病毒性动脉炎也类似于出血性紫癜和其他链球菌感染。
- Заражение вирусом артериита лошадей трудно отличить от респираторных и нереспираторных заболеваний лошадей: гриппа лошадей, инфекционной анемии лошадей и африканской чумы лошадей, а также от инфекций вирусом Гета, вирусом Хендры, аденовирусами лошадей и вирусами герпеса лошадей 1 и 4. Заражение вирусом конского артериита также напоминает геморрагическую пурпуру и другие стрептококковые инфекции.

诊断 Диагностика

- •临床诊断
- 当临床症状包括发烧、抑郁、水肿、结膜炎、流鼻涕和流 产时,应考虑马病毒性动脉炎。
- 很难与马的其他全身和呼吸系统疾病相鉴别。
- Клинический диагноз
- Следует подумать о ВАЛ, когда клинические признаки включают лихорадку, депрессию, отек, конъюнктивит, выделения из носа и аборты.
- Это заболевание трудно отличить от других системных и респираторных заболеваний лошадей.

病毒分离

выделение и идентификация вирусов

- •细胞:兔、马和猴肾细胞或细胞系,常用 RK-13 (兔肾)细胞
- •病毒鉴定:血清中和试验、RT-PCR、免疫荧光或免疫组织化学
- 病毒鉴定:RT-PCR 试验、中和试验、间接免疫荧光试验、免疫组织 化学
- Клетки: клетки или клеточные линии почек кроликов, лошадей и обезьян. Клетки РК 13 (почки кролика) являются системой выбора.
- Идентификация вируса: Подтверждено анализом ОТ-ПЦР, реакцией нейтрализации, методами непрямой иммунофлуоресценции, иммуногистохимией.

样品采集

Сбор образцов для выделения вируса или ОТ-ПЦР

- 新近感染动物:鼻腔分泌物、抗凝血和精液
- 种马携带者:精液;但在呼吸道分泌物、血液或尿液中未发现
- 疑似流产病例:胎盘组织和体液以及胎儿肺、肝、淋巴网状组织(尤其是胸腺)以及腹膜或胸膜液。绒毛尿囊膜和胎肺是病毒恢复的首选组织。
- 死亡的幼驹或老马:组织标本,尤其是胸腹腔及相关器官的淋巴腺
- Недавно инфицированные животные: выделения из носа, несворачивающаяся кровь и семя.
- Жеребцы-носители: семя, но не в респираторных секретах, крови или моче.
- Подозрительные случаи аборта: ткани и жидкости плаценты и легкие плода, печень, лимфоретикулярные ткани (особенно тимус), перитонеальная или плевральная жидкость. Хориоаллантоисная оболочка и легкое плода являются предпочтительными тканями для извлечения вируса.
- Мертвые жеребята или старые кобылы: образцы тканей, особенно лимфатических узлов грудной и брюшной полостей и связанных с ними органов.

样品采集:病毒分离、RT-PCR образцы для выделения вирусов или ОТ-ПЦР

- •细胞:兔、马和猴肾细胞或细胞系,常用 RK-13 (兔肾)细胞
- •病毒鉴定:血清中和试验、RT-PCR、免疫荧光或免疫组织化学
- Клетки: клетки или клеточные линии почек кроликов, лошадей и обезьян. Клетки РК 13 (почки кролика) являются системой выбора.
- Идентификация вируса: сывороточная нейтрализация, ОТ-ПЦР, иммунофлуоресценция или иммуногистохимия.

样品采集:血清学试验 Образцы: Серологические тесты

- 血清(2ml):来源于促凝血(7-8ml)
- сыворотка (2 мл): из образцов свернувшейся крови 7-8 мл
- 未免疫的马: 单份血清
- Для вакцинированных лошадей: единичный образец сыворотки.
- 对免疫的马(国际调运):间隔14天采集双份血清
- Для невакцинированных лошадей (международное перемещение): парные пробы с интервалом в 14 дней.
- 急性病例(国内确诊):间隔2-4周收集双份样品(急性期和恢复期血清)
- острый случай (национальное подтверждение): Парные пробы (сыворотка острого периода болезни и сыворотка выздоравливающего) собираются с интервалом 2-4 недели.

血清学试验 Серологические тесты

- •血清中和试验 Сывороточная нейтрализация (VN)
- •补贴结合试验 Связывание комплемента (СF)
- 直接荧光抗体试验 Непрямое флуоресцентное антитело (IFA)
- 琼**脂凝胶免疫**扩**散**试验 Иммунодиффузия в агаровом геле (AGID)
- 酶联**免疫吸附**试验 Иммуноферментный анализ (ИФА/ELISA)
- 荧光微球免疫试验 Иммунофлуоресцентный анализ (МІА)

血清中和试验

Тест на сывороточную нейтралиизацию [SN]

- 血清中和试验(SN)=病毒中和试验(VN)
- Сывороточная нейтрализация [SN] = нейтрализация вируса (VN)
- 高度敏感性: высокая чувствительность
- 高度特异性: высокая специфичность
- 用途:测定感染后或接种疫苗后中和抗体滴度
- Использование: Измерить титр нейтрализующих антител после заражения или вакцинации.

•


- 金标准试验: Тест по золотому стандарту
- 最经典的试验:Самый классический тест
- 确证试验: Подтверждающий тест
- 世界动物卫生组织(OIE)推荐: Рекомендовано Всемирной организацией здравоохранения животных (МЭБ).

中和试验原理

Принцип сывороточной нейтрализации

NEUTRALIZATION

- 如果血清中存在抗体,就会与病毒结合, 阻止病毒侵入细胞并阻断感染。细胞病变 效应(CPE,感染引起的细胞变化)只有在 细胞被感染时才会出现。
- Если в сыворотке присутствуют антитела, они связываются с вирусом и предотвращают инвазию и блокируют инфицирование клеток. Цитопатические эффекты (СРЕ, изменения в клетках из-за инфекции) наблюдаются только в том случае, если клетки инфицированы.



1.试验器材

1. Материал

- 1.1液氮罐或-80冰箱
- 1.1 Резервуар с жидким азотом или холодильник -80
- 1.2 CO₂培养箱
- 1.2 Инкубатор СО2
- 1.3台式离心机
- 1.3 Настольная центрифуга
- 1.4水浴锅
- 1,4. Водяная баня
- 1.5 倒置显微镜
- 1,5. Инвертационный микроскоп
- 1.6细胞瓶 (25 cm²)
- 1.6 Колба: колбы для тканевых культур (25 см2
- 1.7细胞板:96孔平底微量滴定板,组织培养级
- 1.7 Планшет: 96-луночный планшет для микротитрования с плоским дном, класс тканевой культуры
- 1.8微量移液器:单道[200µL、1000-µL], 12道[200µL]
- 1.8 Микропипетки: 200 мкл и 1000 мкл одноканальные; 200-мкл х 12-канальные

- 1.9 种用细胞(MCS): RK-13 (ATCC-CCL37), 购自美国典型 菌种保藏中心(ATCC)
- 1.9 Основной запас клеток (MCS): RK-13 (ATCC-CCL37),

Американская коллекция типовых культур (АТСС)

- 1.10病毒: 马动脉炎种毒CVL-Bucyrus株
- 1,10. Вирус: вирус артериита лошадей, штамм CVL-Висугиз.
- 1.11 最低需要基础培养基(MEM)
- 1,11. Минимальная необходимая среда (МЕМ)
- 1.12胎牛血清 (FCS)
- 1.12 Фетальная сыворотка теленка [FCS]
- 1.13 稀释液: 无胎牛血清的 MEM
- 1.13 Растворитель: Минимальная необходимая среда без FCS
- 1.14细胞维持液:含2%FCS的MEM+1% 100X抗生素储存液
- 1.14 Питательная среда: МЕМ, содержащий 10%

FCS и 1% 100-кратный запас антибиотиков

- 1.14细胞维持液:含10%FCS的MEM+1% 100X抗生素储存液
- 1.15 Поддерживающая среда: MEM, содержащий 2% FCS и 1% 100-кратного запаса антибиотиков
- 1.16抗生素储存液(100X): 青霉素溶液(100 00μg)、链霉素溶液(100 00μg)
- 1.16 Запас антибиотиков (100x): раствор пенициллина 100 00 мкг и раствор стрептомицина 100 00 мкг

2.细胞准备 2. Подготовка клеток

2.1 从液氮罐或-80 冰箱取出种用细胞↓ 2.1. Take out cell from liquid nitrogen tank or -80 refrigerator 2.2 在 37°C温水中快速融化↓ 2.2. Thaw it quickly in lukewarm water (37°C) 2.3 在 1000rpm 离心 2 分钟↓ 2.3. Spin at 1000rpm for 2 minutes 2.4 吸出上清液↓ 2.4. Pipette the supernatant 2.5 加入 1-2ml 稀释液, 用吸管轻轻吹打分散均匀√ 2.5. Add 1-2ml diluent and pipette gently to disperse evenly-2.6 使用吸管吸出细胞至细胞瓶↓ 2.6. Move the cells to tissue culture flasks 2.7 加入 10ml 细胞培养液↔ 2.6. Add 10ml culture medium 2.8 在 5% CO2 培养箱 37°C培养 3-4 天 2.8. Incubate in a 5% CO2 incubator at 37°C for 3-4 days

3. 细胞消化 3. Деструкция клеток

3.1. 在显微镜下检查细胞单层 3.1. Check cell monolayer by microscope 3.2. 当细胞单层生长到 70-95%状态时,吸出培养基。 3.2. Remove culture medium when cell monolayers grow into 70-95% confluent. 3.3. 用 5 ml 0.02% EDTA 溶液轻轻冲洗细胞单层,并用移液管吸出。 3.3. Rinse gently cell monolayer with 5 ml 0.02% EDTA and remove it 3.4. 加入 5 ml 0.02% EDTA 溶液以覆盖单层。 3.4. Add 5 ml 0.02% EDTA solution to cover the monolayer. 3.5.在 37°C 下孵育直至单层脱离细胞瓶壁 (约 3-5 分钟)。 3.5. Incubate at 37 °C until the monolayer detaches (about 3-5 minutes). 3.6. 轻轻吹打使细胞分散均匀。 pip ette gently to disperse cells evenly. 3.7. 计数细胞 3.7. Count cells

4.种毒制备


4. Препарат посевного вируса

4.1 从液氮罐或-80 冰箱取出种用病毒 4.1. Take out seed virus from liquid nitrogen tank or -80 refrigerator 4.2 在 37℃温水中快速融化 4.2. Thaw quickly in lukewarm water (37°C) 4.3 用吸管转移到细胞单层 4.3. Pipette virus to 3-4-day-old confluent cell monolayers in tissue culture flasks 4.4 轻轻摇晃细胞瓶使接种的病毒液覆盖整个细胞单层 4.4. Rock gently flasks to disperse the inoculum over cell monolayers 4.5 在 5%的 CO₂ 培养箱 37℃温育 1 小时 4.5. Incubate for 1 hour at 37°C in a 5% CO2 incubator 4.6 加入 10ml 细胞维持液,在 5%的 CO2 培养箱 37 C培养 3-4 天 4.6. Add 10ml maintenance medium and incubate at 37℃ for 3-4 days in a 5% CO2 incubator 4.7 每天在显微镜下观察细胞病变(CPE) 4.7. Check daily cytopathic effect (CPE) by microscope 4.8 当 2-4 天内 CPE 超过 80%以上收集病毒培养液,冻融 1 次,用吸管吹打混匀后分装,即 为中和试验用病毒,在液氮罐或-80 冰箱冻存备用。 4.8. When about 80% of cell monolayers show CPE within 2-4 days, freeze and thaw once,

mix well with pipette and store in aliquots in liquid nitrogen tank or -80 °C refrigerator

马动脉炎病毒细胞病变 (CPE): 细胞溶解、死亡和脱落 Характерный СРЕ при инфекции ВАЛ: клеточный лизис, гибель и отслоение клеток.

Отрицательный ⁹ контроль



5. 病毒滴度测定 5. Определение титра вируса

```
5.1 在 96 孔微量细胞板上每孔加 25瓜 稀释液

 5.1. Add 25µL of diluent in all wells of microtiter plate;

                5.2 将冻存的种毒作 10<sup>-1</sup>、10<sup>-2</sup>....10<sup>-8</sup>系列稀释
      5.2. Make 10-fold serial dilution of the seed virus from 10<sup>-1</sup>, 10<sup>-2</sup>,....10<sup>-8</sup>
                    5.3 每一稀释度接种 8 孔,每孔 25μL
   5.3. Add 25μL of diluented virus in 8 wells for each dilution, i.e. eight 25 μL
                             replicates perdilution
          5.4 加 100μ1的 RK-13 细胞基液 (2.5×105/mL) 于各孔中
       5.4. Add 100μl of RK-13 cell suspension (2.5×105/mL) in each well
                5.5 在 5% CO₂加湿的培养箱 37°C 培养 3-4 天
5.5. Incubate the plate for 3-4 days at 37°C in a humid atmosphere of 5% CO2 in air.
                              5.6 每天观察 CPE
       5.6. Observe daily all wells by microscopy for the CPE appearance
         5.7 记录结果,按 Spearman-Kärber 法计算病毒滴度 TCIDso
5.7. Record results and calculate virus titer TCID<sub>50</sub> by to Spearman-Kärber method.
```

应用 Spearman-Karber法计算病毒滴度 Рассчитать титр вируса по методу Спирмана-Карбера.

应用	Spearman-Karber 法计算病毒滴度↓
// 13	Francisco State Control of the Contr

ц		·—— / 10	^^^^	1 7 1 7 1 0 - 3 1 0 0 0 0	_
	Log10病毒稀释度←	出现 CPE 孔数↩	总孔数↩		4
	-1₽	10₽	10₽	4	4
	-2₽	10₽	10₽	\$	4
	-3₽	10₽	10₽	ţ.	4
	-4₽	10₽	10₽	4	4
	<mark>-5</mark> ₽ [<mark>10</mark> ₽	<mark>10</mark> ₽	X=5₽],
	<mark>-6</mark> ₽	<mark>6</mark> ₽	<mark>10</mark> ₽	4	4
	<mark>-7</mark> ₽	<mark>1</mark> ₽	<mark>10</mark> ₽	10+6+1=17₽	-
	-8₽	0₽	10₽	47	4

Spearman-Kärber 公式~

病毒滴度 = $(X - d/2 + [d \cdot S])$, 其中 ψ

- --X = Log10 全部孔出现 CPE 的稀释度 CPE (=5)+
- --d=Log10 稀释倍数 (1)→
- --S = 从出现 CPE 的最高稀释度开始累计各稀释度出现↔ CPE 的孔比例总和([10+6+1]/10)↔

Log10 50% 终点滴度 = - [5 - ½ + 1 (17/10)] = -6.2↓ 病毒滴度 = 10^{6.2} TCID₅₀/mL.↓

Calculation of virus titer using the Spearman-Karber method					
Log10 virus dilution	Wells showing CPE₽	Total of wells₽	Note₽	ته	
-1₽	10₽	10₽	ē.	ته	
-2₽	10₽	10₽	₽	ته	
-3₽	10₽	10₽	ę.	تها	
-4₽	10₽	10₽	ę.	ته	
<mark>-5</mark> ₽	<mark>10</mark> ₽	<mark>10</mark> ₽	X=5₽	ته	
<mark>-6</mark> ₽	<mark>6</mark> ₽	<mark>10</mark> ₽	ę.	ته	
<mark>-7</mark> ₽ \$	<mark>1</mark> ₽	<mark>10</mark> ₽	10+6+1=17₽	ته	
-84	0₽	10₽	ę.	ته	

Spearman-Kärber formula:

√


Virus titer = $(X - d/2 + [d \cdot S])$, where:

- --X = Log10 of dilution with all wells showing CPE (=5)
- --d =Log10 of dilution factor (1)₽
- --S=Sum of proportions of wells showing CPE for all dilutions tested ([10+6+1 Log10 of 50% endpoint dilution = $[5 \frac{1}{2} + 1 (17/10)] = -6.24$

Titre of the virus = 10^{6.2} TCID₅₀/mL.

6. 中和试验程序

6. Тест на сывороточную нейтрализацию (SN)



注意: 出于安全原因, 所有试验必在二级生物安全柜中进行, 以防止细胞污染和病毒扩散。

Примечание: из соображений безопасности все процедуры тестирования должны выполняться в шкафу биобезопасности класса II, чтобы предотвратить заражение клеток и распространение вируса.

检查所有试验对照

Проверьте все контрольные элементы теста

```
6.10 检查所有试验对照正常且种毒滴度为30-300 TCID50。↓
6.10. The validity of the test is confirmed by establishing that all controls are normal
and the working dilution of seed virus contained 30-300 TCID50 virus.
6.10.1 细胞对照(无病毒): 细胞单层完整,无CPE√
6.10. 1. cell control (no virus): intact cell monolayers without CPE.
6.10.2 血清毒性对照:细胞单层完整, 无CPE →
6.10.3 阳性血清对照:细胞单层完整,无CPE√
6.10.3. positive serum control: intact cell monolayers without CPE
6.10.4 阴性血清对照,细胞单层破坏,出现CPE↓
6.10.5 病毒对照(病毒回归滴定):每孔加入的病毒量在30-300 TCID50之间↩
6.10. 5. Virus control (virus back titration): Make sure that actual amount of virus
added to each well is between 30-300 TCID50.↓
```

7.试验器材

7. Требования протокола

- 7.1 未免疫的马,血清中和试验,血清1:4稀释,结果为阴性;或
- 7,1. Для вакцинированных лошадей: тест на сывороточную нейтрализацию при разведении сыворотки 1: 4 с отрицательным результатом; ИЛИ

•

- 7.2 免疫的马,间隔14天采集双份血清,做血清中和试验,抗体滴度稳定不变或降低,并采集抗凝血进行RT-PCR试验或病毒分离结果为阴性。
- 7,2. Для невакцинированных лошадей тесты на сывороточную нейтрализацию парных образцов с интервалом в 14 дней, второй результат, который продемонстрировал стабильные или снижающиеся титры антител. Животные должны пройти тест ОТ-ПЦР или тест выделения вируса с отрицательными результатами, с использованием образцов несвернувшейся крови.

謝納Cпасибо